




Löffel

Bone Curette

Scharf, Zweihandgriff

Sharp, two handed handle



Gesamtlänge: Gesamtlänge:

340 mm, 380 mm,

Arbeitsteil: Arbeitsteil:

120 mm 160 mm

Total length: Total length:

340 mm, 380 mm,

Working end: Working end:

120 mm 160 mm

Größe
Size

Gerade
Straight



7 mm	75-3765/07	75-3768/01
9 mm	75-3765/09	75-3768/02
11 mm	75-3765/11	75-3768/03
13 mm	75-3765/13	75-3768/04
15 mm	75-3765/15	75-3768/05

Vorwärts gebogen
Angled forward



7 mm	75-3766/07	75-3768/11
9 mm	75-3766/09	75-3768/12
11 mm	75-3766/11	75-3768/13

Rückwärts gebogen
Angled backward




7 mm	75-3767/07	75-3768/21
9 mm	75-3767/09	75-3768/22
11 mm	75-3767/11	75-3768/23





**Löffel
Curette**

Bajonettförmig abgewinkelt, starr,
Löffel oval/scharf, Arbeitsteil 170 mm,
300 mm

*Bayonet shaped, rigid shaft, oval cup,
sharp, working end 170 mm,
300 mm*



		Größe Size	
Löffel gerade <i>Cup straight</i>		0000	75-3769/01
		000	75-3769/02
		00	75-3769/03
		0	75-3769/04
		1	75-3769/05
		2	75-3769/06
Löffel 20° vorwärts gebogen <i>Cup 20° angled forward</i>		0000	75-3769/11
		000	75-3769/12
		00	75-3769/13
		0	75-3769/14
		1	75-3769/15
		2	75-3769/16
Löffel 20° rückwärts gebogen <i>Cup 20° angled backward</i>		0000	75-3769/21
		000	75-3769/22
		00	75-3769/23
		0	75-3769/24
		1	75-3769/25
		2	75-3769/26




Löffel Modell LINK

LINK Curette

Schaft bajonettförmig nach unten abgewinkelt, starr, Arbeitsteil 140 mm, 250 mm

Bayonet shaped, shaft angled backward, rigid shaft, working end 140 mm, 250 mm



Löffel gerade
Cup straight



Löffel 90° abgewinkelt
Cup 90° angled



Größe
Size

000	75-3792/01
00	75-3792/02
0	75-3792/03
1	75-3792/04
2	75-3792/05
3	75-3792/06
4	75-3792/07
5	75-3792/08
6	75-3792/09

3 [75-3792/10](#)

Arbeitsteil 130 mm, 245 mm

Working end 130 mm, 245 mm




Löffel Modell LINK

LINK Curette

Schaft bajonettförmig nach oben abgewinkelt, starr, Arbeitsteil 140 mm, 250 mm

Bayonet shaped, shaft angled forward, rigid shaft, working end 140 mm, 250 mm



Löffel gerade
Cup straight



Löffel 90° abgewinkelt
Cup 90° angled



Größe
Size

000	75-3792/11
00	75-3792/12
0	75-3792/13
1	75-3792/14
2	75-3792/15
3	75-3792/16
4	75-3792/17
5	75-3792/18
6	75-3792/19

3 [75-3792/20](#)

Arbeitsteil 130 mm, 245 mm



Working end 130 mm, 245 mm



**Löffel
Curette**

Gerade, starr, Arbeitsteil 190 mm,
300 mm

*Straight, rigid shaft,
working section 190 mm, 300 mm*



Größe Size	Scharf Sharp	Scharf, gezahnt Sharp, toothed
0000	75-3770	75-3770/02
000	75-3772	75-3772/02
00	75-3774	75-3774/02
0	75-3776	75-3776/02
1	75-3778	75-3778/02
2	75-3780	75-3780/02
3	75-3782	75-3782/02
4	75-3784	75-3784/02
5	75-3786	75-3786/02
6	75-3788	75-3788/02



**Löffel
Curette**

Abgewinkelt, scharf, starr, 300 mm
*Angled, sharp, rigid shaft,
oval cup, 300 mm*



Größe
Size


7 x 11 mm

75-3790



**Löffel
Curette**

Stark gekröpft, scharf, starr, 260 mm
*Strongly curved, sharp, rigid shaft,
oval cup, 260 mm*



Größe
Size

9 x 12 mm

75-3791/01

10 x 14 mm

75-3791/02

13 x 18 mm

75-3791/03

9 x 12 mm 10 x 14 mm 13 x 18 mm



Kürette n. Cloward
Cloward Curette

75-3793/01

30° gewinkelt, Ø 9 mm, 310 mm

30° angled, Ø 9 mm, 310 mm



75-3793/02

Bajonettförmig, Ø 9 mm, 360 mm

Bayonet shaped, Ø 9 mm, 360 mm

Zum Ausräumen eines engen Zwischenwirbelraumes ist die Kürette mit 30° Winkel besonders gut geeignet.

The 30° angled type is suitable for excavation of narrow intervertebral space.



Kürette n. Harms-Zielke
Harms-Zielke Curette

75-3793/10

Doppelschneidig, gerade, 10 x 25 mm, 360 mm

Double-edged, straight, 10 x 25 mm, 360 mm



75-3793/11

Doppelschneidig, 25° gewinkelt, 7 x 15 mm, 365 mm

Double-edged, 25° angled, 7 x 15 mm, 365 mm

Die kräftigen Küretten mit großem gerändeltem Griff und doppelschneidigem Arbeitsteil sind für kräftige Handhabung beim Ausräumen der Zwischenwirbelräume vorgesehen.

These strong Curettes with large handle and double-edged working end are provided for rigid handling when excavating the intervertebral space.



Kürette n. Hoffmann
Hoffmann Curette

S-förmig gebogen, 7 mm breit
S-shaped, 7 mm wide



Gesamtlänge
Total length

200 mm

75-3794/01



325 mm

75-3794/02



Mit Retrobiegung, 7 mm breit
Reverse curved, 7 mm wide



Gesamtlänge
Total length

200 mm

75-3795/01



325 mm

75-3795/02



Kürette n. Mayfield
Mayfield Curette

300 mm



75-3796

6 mm breit

6 mm wide

