

Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

nach oben schneidend,
Maul gerade, mit Auswerfer
*Up-cutting, 90° angled jaws,
with ejector*

75-3120/01
bis / to
75-3142/61

Ringgriff Ferris-Smith Kerrison
Ferris-Smith Kerrison handle



Kerrison
Kleiner Griff
Small handle



Kerrison
Großer Griff
Large handle











Maulgröße
(Breite x Höhe)
*Jaw size
(width x height)*


Länge*
*Length**

			Maulgröße (Breite x Höhe) <i>Jaw size (width x height)</i>	Länge* <i>Length*</i>
		75-3120/01	2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/11	75-3130/11	75-3120/11	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/21	75-3130/21	75-3120/21	2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/31	75-3130/31	75-3120/31	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/41	75-3130/41	75-3120/41	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/51	75-3130/51	75-3120/51	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/61	75-3130/61	75-3120/61	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3122/01	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/01	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/11	75-3132/11	75-3122/11	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/21	75-3132/21		2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/31	75-3132/31	75-3122/31	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/41	75-3132/41	75-3122/41	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/51	75-3132/51	75-3122/51	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/61	75-3132/61	75-3122/61	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/71	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/01	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/11	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/21	2,0 x 3,0 mm	220 mm
		75-3124/31	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/41	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/51	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/61	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/71	7,0 x 6,0 mm	220 mm
		75-3125/01	2,0 x 2,0 mm	250 mm
		75-3125/21	2,0 x 3,0 mm	250 mm
		75-3125/31	3,0 x 4,0 mm	250 mm
		75-3125/41	4,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3125/51	5,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3129/01	2,0 x 2,0 mm	300 mm
		75-3129/31	3,0 x 4,0 mm	300 mm
		75-3129/41	4,0 x 5,0 mm	300 mm
		75-3129/51	5,0 x 5,0 mm	300 mm

Maulgrößen / Jaw sizes:

-  2,0 x 2,0 mm
-  2,5 x 2,5 mm
-  2,0 x 3,0 mm
-  3,0 x 4,0 mm
-  4,0 x 5,0 mm
-  5,0 x 5,0 mm
-  6,0 x 5,0 mm
-  7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws



Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

Nach oben schneidend,
Maul schräg, mit Auswerfer
*Up-cutting, 50° angled jaws,
with ejector*

75-3120/02
bis / to
75-3142/62

Ringgriff Ferris-Smith Kerrison
Ferris-Smith Kerrison handle



Kerrison
Kleiner Griff
Small handle



Kerrison
Großer Griff
Large handle











Maulgröße
(Breite x Höhe)
*Jaw size
(width x height)*

Länge*
*Length**


			2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/12	75-3130/12	75-3120/12	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/22	75-3130/22		2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/32	75-3130/32	75-3120/32	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/42	75-3130/42	75-3120/42	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/52	75-3130/52	75-3120/52	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/62	75-3130/62	75-3120/62	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3120/72	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/02	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/12	75-3132/12	75-3122/12	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/22	75-3132/22	75-3122/22	2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/32	75-3132/32	75-3122/32	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/42	75-3132/42	75-3122/42	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/52	75-3132/52	75-3122/52	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/62	75-3132/62	75-3122/62	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/72	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/02	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/12	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/32	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/42	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/52	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/62	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/72	7,0 x 6,0 mm	220 mm
		75-3125/02	2,0 x 2,0 mm	250 mm
		75-3125/32	3,0 x 4,0 mm	250 mm
		75-3125/42	4,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3125/52	5,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3129/02	2,0 x 2,0 mm	300 mm
		75-3129/32	3,0 x 4,0 mm	300 mm
		75-3129/42	4,0 x 5,0 mm	300 mm
		75-3129/52	5,0 x 5,0 mm	300 mm

Maulgrößen / Jaw sizes:

-  2,0 x 2,0 mm
-  2,5 x 2,5 mm
-  2,0 x 3,0 mm
-  3,0 x 4,0 mm
-  4,0 x 5,0 mm
-  5,0 x 5,0 mm
-  6,0 x 5,0 mm
-  7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument

* Lengths are measured with closed jaws



Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

Nach unten schneidend,
Maul gerade, mit Auswerfer
*Down-cutting, 90° angled jaws,
with ejector*

75-3120/03
bis / to
75-3142/63

Ringgriff Ferris-Smith Kerrison
Ferris-Smith Kerrison handle



Kerrison Kleiner Griff
Small handle



Kerrison Großer Griff
Large handle



Maulgröße
(Breite x Höhe)
*Jaw size
(width x height)* Länge*
*Length**


		75-3120/03	2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/13	75-3130/13	75-3120/13	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/23	75-3130/23		2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/33	75-3130/33	75-3120/33	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/43	75-3130/43	75-3120/43	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/53	75-3130/53	75-3120/53	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/63	75-3130/63	75-3120/63	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3120/73	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/03	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/13	75-3132/13	75-3122/13	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/23	75-3132/23	75-3122/23	2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/33	75-3132/33	75-3122/33	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/43	75-3132/43	75-3122/43	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/53	75-3132/53	75-3122/53	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/63	75-3132/63	75-3122/63	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/73	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/03	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/13	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/23	2,0 x 3,0 mm	220 mm
		75-3124/33	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/43	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/53	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/63	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/73	7,0 x 6,0 mm	220 mm
		75-3125/03	2,0 x 2,0 mm	250 mm
		75-3125/23	2,0 x 3,0 mm	250 mm
		75-3125/33	3,0 x 4,0 mm	250 mm
		75-3125/43	4,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3125/53	5,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3129/03	2,0 x 2,0 mm	300 mm
		75-3129/23	2,0 x 3,0 mm	300 mm
		75-3129/33	3,0 x 4,0 mm	300 mm
		75-3129/43	4,0 x 5,0 mm	300 mm
		75-3129/53	5,0 x 5,0 mm	300 mm

Maulgrößen / Jaw sizes:

- U 2,0 x 2,0 mm
- U 2,5 x 2,5 mm
- U 2,0 x 3,0 mm
- U 3,0 x 4,0 mm
- U 4,0 x 5,0 mm
- U 5,0 x 5,0 mm
- U 6,0 x 5,0 mm
- U 7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument





* Lengths are measured with closed jaws











Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur


Nach unten schneidend,
Maul schräg, mit Auswerfer
*Down-cutting, 50° angled jaws,
with ejector*

75-3120/04
bis / to
75-3142/64

Ringgriff Ferris-Smith Kerrison <i>Ferris-Smith Kerrison handle</i>	Kerrison Kleiner Griff <i>Small handle</i>	Kerrison Großer Griff <i>Large handle</i>	 Maulgröße (Breite x Höhe) <i>Jaw size (width x height)</i>	Länge* <i>Length*</i>
				
		75-3120/04	2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/14	75-3130/14	75-3120/14	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/24	75-3130/24	75-3120/24	2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/34	75-3130/34	75-3120/34	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/44	75-3130/44	75-3120/44	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/54	75-3130/54	75-3120/54	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/64	75-3130/64	75-3120/64	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3120/74	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/04	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/14	75-3132/14	75-3122/14	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/24	75-3132/24		2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/34	75-3132/34	75-3122/34	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/44	75-3132/44	75-3122/44	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/54	75-3132/54	75-3122/54	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/64	75-3132/64	75-3122/64	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/74	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/04	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/14	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/24	2,0 x 3,0 mm	220 mm
		75-3124/34	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/44	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/54	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/64	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/74	7,0 x 6,0 mm	220 mm
		75-3125/04	2,0 x 2,0 mm	250 mm
		75-3125/24	2,0 x 3,0 mm	250 mm
		75-3125/34	3,0 x 4,0 mm	250 mm
		75-3125/44	4,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3125/54	5,0 x 5,0 mm	250 mm
		75-3129/04	2,0 x 2,0 mm	300 mm
		75-3129/24	2,0 x 3,0 mm	300 mm
		75-3129/34	3,0 x 4,0 mm	300 mm
		75-3129/44	4,0 x 5,0 mm	300 mm
		75-3129/54	5,0 x 5,0 mm	300 mm

Maulgrößen / <i>Jaw sizes:</i>	
	2,0 x 2,0 mm
	2,5 x 2,5 mm
	2,0 x 3,0 mm
	3,0 x 4,0 mm
	4,0 x 5,0 mm
	5,0 x 5,0 mm
	6,0 x 5,0 mm
	7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* *Lengths are measured with closed jaws*



**Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur**

Nach oben schneidend,
Maul schräg links abgewinkelt,
mit Auswerfer

*Up-cutting, 90° angled jaws,
cut of jaws angled to left,
with ejector*

**75-3120/05
bis / to
75-3142/65**

**Ringgriff Ferris-Smith Kerrison
Ferris-Smith Kerrison handle**



**Kerrison
Kleiner Griff
Small handle**











**Kerrison
Großer Griff
Large handle**



Maulgröße
(Breite x Höhe)
Jaw size
(width x height) Länge*
Length*


		75-3120/05	2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/15	75-3130/15	75-3120/15	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/25	75-3130/25	75-3120/25	2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/35	75-3130/35	75-3120/35	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/45	75-3130/45	75-3120/45	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/55	75-3130/55	75-3120/55	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/65	75-3130/65	75-3120/65	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3120/75	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/05	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/15	75-3132/15	75-3122/15	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/25	75-3132/25	75-3122/25	2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/35	75-3132/35	75-3122/35	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/45	75-3132/45	75-3122/45	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/55	75-3132/55	75-3122/55	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/65	75-3132/65	75-3122/65	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/75	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/05	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/15	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/25	2,0 x 3,0 mm	220 mm
		75-3124/35	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/45	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/55	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/65	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/75	7,0 x 6,0 mm	220 mm

Maulgrößen / Jaw sizes:

-  2,0 x 2,0 mm
-  2,5 x 2,5 mm
-  2,0 x 3,0 mm
-  3,0 x 4,0 mm
-  4,0 x 5,0 mm
-  5,0 x 5,0 mm
-  6,0 x 5,0 mm
-  7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument

* Lengths are measured with closed jaws



Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

Nach oben schneidend,
Maul schräg rechts abgewinkelt,
mit Auswerfer

*Up-cutting, 90° angled jaws,
cut of jaws angled to right,
with ejector*

75-3120/06
bis / to
75-3142/66

Ringgriff Ferris-Smith Kerrison
Ferris-Smith Kerrison handle



**Kerrison
Kleiner Griff**
Small handle



**Kerrison
Großer Griff**
Large handle











Maulgröße
(Breite x Höhe)
*Jaw size
(width x height)*

Länge*
*Length**


		75-3120/06	2,0 x 2,0 mm	180 mm
75-3140/16	75-3130/16	75-3120/16	2,5 x 2,5 mm	180 mm
75-3140/26	75-3130/26	75-3120/26	2,0 x 3,0 mm	180 mm
75-3140/36	75-3130/36	75-3120/36	3,0 x 4,0 mm	180 mm
75-3140/46	75-3130/46	75-3120/46	4,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/56	75-3130/56	75-3120/56	5,0 x 5,0 mm	180 mm
75-3140/66	75-3130/66	75-3120/66	6,0 x 5,0 mm	180 mm
		75-3120/76	7,0 x 6,0 mm	180 mm
		75-3122/06	2,0 x 2,0 mm	200 mm
75-3142/16	75-3132/16	75-3122/16	2,5 x 2,5 mm	200 mm
75-3142/26	75-3132/26	75-3122/26	2,0 x 3,0 mm	200 mm
75-3142/36	75-3132/36	75-3122/36	3,0 x 4,0 mm	200 mm
75-3142/46	75-3132/46	75-3122/46	4,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/56	75-3132/56	75-3122/56	5,0 x 5,0 mm	200 mm
75-3142/66	75-3132/66	75-3122/66	6,0 x 5,0 mm	200 mm
		75-3122/76	7,0 x 6,0 mm	200 mm
		75-3124/06	2,0 x 2,0 mm	220 mm
		75-3124/16	2,5 x 2,5 mm	220 mm
		75-3124/26	2,0 x 3,0 mm	220 mm
		75-3124/36	3,0 x 4,0 mm	220 mm
		75-3124/46	4,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/56	5,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/66	6,0 x 5,0 mm	220 mm
		75-3124/76	7,0 x 6,0 mm	220 mm

Maulgrößen / Jaw sizes:

-  2,0 x 2,0 mm
-  2,5 x 2,5 mm
-  2,0 x 3,0 mm
-  3,0 x 4,0 mm
-  4,0 x 5,0 mm
-  5,0 x 5,0 mm
-  6,0 x 5,0 mm
-  7,0 x 6,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument

* Lengths are measured with closed jaws





Stanze n. Kerrison
– dünne Fußplatte

Kerrison Rongeur
– thin footplate

Kleiner Griff vergoldet
(nicht für 75-3130/80),
mit Auswerfer, 180 mm*


*Small handle, gold-plated
(not for 75-3130/80),
with ejector, 180 mm**

75-3130/80
bis / to
75-3130/90

Maul schräg 50°angled jaws			
Nach oben schneidend / Up-cutting		Maulgröße (Breite x Höhe) <i>Jaw size</i> (width x height)	
			
(ohne Auswerfer/ <i>without ejector</i>)	75-3130/80	∩	1,0 x 2,0 mm
	75-3130/81	∩	2,5 x 2,5 mm
	75-3130/82	∩	2,0 x 2,7 mm
	75-3130/83	∩	3,0 x 3,0 mm
	75-3130/87	∩	4,0 x 4,0 mm
	75-3130/88	∩	5,0 x 5,0 mm
Nach unten schneidend / Down-cutting		Maulgröße (Breite x Höhe) <i>Jaw size</i> (width x height)	
			
	75-3130/84	∪	2,5 x 2,5 mm
	75-3130/85	∪	2,0 x 2,7 mm
	75-3130/86	∪	3,0 x 3,0 mm
	75-3130/89	∪	4,0 x 4,0 mm
	75-3130/90	∪	5,0 x 5,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws

VORSICHT! Nur für feinen Einsatz!
CAUTION! Only for delicate use!




Stanze Modell LINK
LINK Rongeur

75-3106/05

Kleiner Griff, vergoldet, nach oben schneidend, Maul 50° gewinkelt, bajonettförmig aufgewinkelt, Maulbreite 3 mm, mit Auswerfer, 200 mm*

*Small handle, gold-plated, up-cutting, 50° angled jaws, bayonet shaped upward, jaw width 3 mm, with ejector, 200 mm**




Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

75-3106/10

Hohes Maul, Maulbreite 3,5 mm, Maulhöhe 14 mm, 220 mm*

*High-up jaws, jaw width 3.5 mm, jaw height 14 mm, 220 mm**




Stanze n. Kerrison
Kerrison Rongeur

75-3106/15

Großer Griff, Maul nach oben schneidend, Maul 50° gewinkelt, Maulöffnung 16 mm, Maulbreite 4,5 mm, Maulhöhe 4,0 mm, 200 mm*

*Large handle, up-cutting, 50° angled jaws, jaws opening 16 mm, jaw width 4.5 mm, jaw height 4.0 mm, 200 mm**





* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws




**Stanze
Modell Kerrison "Mikro",
Micro Kerrison Rongeur**

Kleiner Griff, Maulgröße 1 x 2 mm
Small handle, 1 x 2 mm jaws

**75-3136/11
bis / to
75-3136/34**

	Maul gerade 90° angled jaws	Maul schräg 50° angled jaws	
∩ 1,0 x 2,0 mm	Nach oben schneidend / Up-cutting		Länge* Length*
			
	75-3136/11	75-3136/12	150 mm
	75-3136/21	75-3136/22	180 mm
	75-3136/31	75-3136/32	200 mm
∪ 1,0 x 2,0 mm	Nach unten schneidend / Down-cutting		Länge* Length*
			
	75-3136/13	75-3136/14	150 mm
	75-3136/23	75-3136/24	180 mm
	75-3136/33	75-3136/34	200 mm



∩ 1/1

**Stanze Modell Kerrison
"Micro"
Micro Kerrison Rongeur**


75-3136/40

Besonders leichter Griff, nach oben
schneidend, Maul schräg 1 x 2 mm,
185 mm*

*Light handle, up-cutting,
jaws 1 x 2 mm, angled jaws,
185 mm**

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws

VORSICHT! Nur für feinen Einsatz!
CAUTION! Only for delicate use!



Stanze Modell LINK
LINK Rongeur

Nach oben schneidend,
Maul gerade, 200 mm*

*Up-cutting, straight jaws, 200 mm**

75-3147/03
bis / to
75-3148/05

Nach links gebogen
Curved to left

Nach rechts gebogen
Curved to right



Maulgröße
(Breite x Höhe)
Jaw size
(width x height)

75-3147/03

75-3148/03

75-3147/04

75-3148/04

75-3147/05

75-3148/05



3,0 x 4,0 mm




4,0 x 4,0 mm



5,0 x 4,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
** Lengths are measured with closed jaws*



Stanze Modell LINK-Beatty
LINK-Beatty Rongeur

Über die Flächen 70° / 90° nach oben gebogen, nach oben schneidend, 200 mm*

*Shank curved 70° / 90° upward, up-cutting, 200 mm**


75-3149/02 bis / to 75-3149/05
75-3151/02 bis / to 75-3151/05


		Maulgröße (Breite x Höhe) Jaw size (width x height)
75-3151/02	75-3149/02	 2,0 x 3,0 mm
75-3151/03	75-3149/03	 3,0 x 4,0 mm
75-3151/04	75-3149/04	 4,0 x 4,0 mm
75-3151/05	75-3149/05	 5,0 x 4,0 mm

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws

Die gewinkelte LINK-Beatty-Stanze ermöglicht die Durchführung von Foraminotomien bei Schonung der dorsalen Fortsätze und der Zwischenwirbelgelenke.

The angled LINK-Beatty Rongeur allows to perform foraminotomies while preserving dorsal processes and facet joints.





LINK® SimpleClean™ Stanzen. Kerrison

LINK SimpleClean™ Kerrison Rongeur

Kleiner Griff, SimpleClean™ Mechanismus, nach oben schneidend

Small handle, SimpleClean™ mechanism, up-cutting

**75-3190/02
bis / to
75-3191/26**

**Maul schräg, dünne Fußplatte
50° angled jaws thin footplate**



Maulbreite
Jaw width

Länge*
Length*

Auslöserfarbe
Release Colour

75-3190/02	2 mm	180 mm	violett / violet
75-3190/03	3 mm	180 mm	orange / orange
75-3190/04	4 mm	180 mm	grün / green
75-3190/05	5 mm	180 mm	blau / blue
75-3190/12	2 mm	200 mm	violett / violet
75-3190/13	3 mm	200 mm	orange / orange
75-3190/14	4 mm	200 mm	grün / green
75-3190/15	5 mm	200 mm	blau / blue
75-3190/22	2 mm	230 mm	violett / violet
75-3190/23	3 mm	230 mm	orange / orange
75-3190/24	4 mm	230 mm	grün / green
75-3190/25	5 mm	230 mm	blau / blue

**Maul schräg
50° angled jaws**



Maulbreite
Jaw width


Länge*
Length*

Auslöserfarbe
Release Colour

75-3191/02	2 mm	180 mm	violett / violet
75-3191/03	3 mm	180 mm	orange / orange
75-3191/04	4 mm	180 mm	grün / green
75-3191/05	5 mm	180 mm	blau / blue
75-3191/06	6 mm	180 mm	braun / brown
75-3191/12	2 mm	200 mm	violett / violet
75-3191/13	3 mm	200 mm	orange / orange
75-3191/14	4 mm	200 mm	grün / green
75-3191/15	5 mm	200 mm	blau / blue
75-3191/16	6 mm	200 mm	braun / brown
75-3191/22	2 mm	230 mm	violett / violet
75-3191/23	3 mm	230 mm	orange / orange
75-3191/24	4 mm	230 mm	grün / green
75-3191/25	5 mm	230 mm	blau / blue
75-3191/26	6 mm	230 mm	braun / brown

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument

* Lengths are measured with closed jaws



Durch den SimpleClean™ Mechanismus wird eine problemlose Reinigung der Stanze ermöglicht.


The SimpleClean™ mechanism makes cleaning of the Rongeurs an easy matter.

Zum Öffnen des SimpleClean™ Mechanismus wird der Handgriff gedrückt, der Auslöser gedreht und der Schieber nach oben geöffnet.

To open the SimpleClean™ mechanism pull the handle, turn the release and lift up the pusher.

Die farbliche Markierung des Auslösers erleichtert die Unterscheidung der einzelnen Maulbreite.

The coloured release help to recognize more easily the individual widths of the jaw.



Universalstanze Modell LINK
LINK Universal Rongeur

75-3210/01

Bestehend aus Universalgriff
und 13 Ansätzen, 200 mm*


*Consisting of universal handle
and 13 rongeur tips, 200 mm**

75-3210/02

Universalgriff

Universal handle

* Längen gemessen bei geschlossenem Instrument
* Lengths are measured with closed jaws



**Universalgriff
extra groß**

**Universal handle
extra large**

75-3210/20

Zur Verwendung mit Ansätzen
75-3210/03 bis 75-3210/15













*For use with tips
75-3210/03 to 75-3210/15*

Ansätze auf Seite F42 / Tips on page F42



**Ansatz
zu LINK Universalgriffen**
**Rongeur Tip
for LINK Universal Handles**

**75-3210/03
bis / to
75-3210/15**

Maul gerade 90° angled jaws	Maul schräg 50° angled jaws	Maul schräg links Jaws angled left	Maul schräg rechts Jaws angled right	Maulgröße (Breite x Höhe) Jaw size (width x height)
				
Ohne Auswerfer / Without ejector				
	75-3210/09			2,0 x 4,0 mm
Mit Auswerfer / With ejector				
75-3210/03				 2,0 x 3,0 mm
75-3210/04	75-3210/10			 3,0 x 4,0 mm
75-3210/05				 4,0 x 4,0 mm
	75-3210/11			 4,0 x 5,0 mm
75-3210/06	75-3210/12	75-3210/14	75-3210/15	 5,0 x 5,0 mm
75-3210/07				 6,0 x 5,0 mm
	75-3210/13			 6,0 x 6,0 mm
75-3210/08				 6,5 x 7,0 mm